

ErbiGel Liquid

Produkterläuterung

Eine speziell für die Getränkebehandlung entwickelte 20%ige, sauer aufgeschlossene, flüssige Speisegelatine. Zulässig nach den derzeit gültigen Gesetzen und Verordnungen der EU. Fachlaborgeprüft auf Reinheit und Qualität.

Behandlungsziel

Klärung von Wein, Fruchtw Wein und anderen Getränken. Die Direktzugabe ist möglich und bedeutet eine wesentliche anwendungstechnische Erleichterung.

Produkt und Wirkung

Gelatine ist ein bekanntes und altbewährtes Klärungsmittel zur Getränkebehandlung. Bei pulverisierter Gelatine gibt es jedoch immer dann Probleme, wenn nicht entsprechend den Anwendungsvorschriften aufgelöst wird. Dabei ist vor allem die Temperatur der zur Auflösung bestimmten Flüssigkeiten von entscheidender Bedeutung. Keine derartigen Probleme entstehen bei der Anwendung von ErbiGel Liquid kann sofort, d.h. ohne weitere Verdünnung, dem zu schönenden Getränk zugegeben werden.

Man spart dabei das mühsame Auflösen und dadurch kostbare Zeit. Vor allem gibt ErbiGel Liquid die Sicherheit, dass die zugegebene Menge auch voll wirksam ist.

Um Rest- Eiweisstrübungen zu vermeiden, soll die Gelatineschönung nur als Kombinationsschönung mit Blankasit oder Klar-Sol vorgenommen werden. Die Anwendung ist hierdurch risikofrei und die Klärung effektiver, der Erfolg also sicher.

Dosage und Anwendung

Die Zugabe Menge wird vorzugsweise durch einen vorangehenden Vorversuch ermittelt. Zur normalen Klärung sind etwa 30 ml ErbiGel Liquid / 100 L Wein ausreichend. Klärung von Jungwein und Süsreserve wird bei starker Trübung die ErbiGel Liquid Dosage auf ca 500 ml / 100L erhöht.

Im allgemeinen wird zuerst Kieselsol (vorzugsweisen Blankasit), dann ErbiGel Liquid zugegeben. Sollen neben der Klärung auch störende Gerbstoffe ausgefällt werden, erfolgt zunächst die ErbiGel Liquid Zugabe, dann der Einsatz von Kieselsol. Das Verhältnis von Kieselsol und ErbiGel Liquid sollte nach optimalen Vorversuch Verhältnis dosiert werden.

Kieselsol : ErbiGel Liquid	Dosageverhältnis	Beispiel
Blankasit : ErbiGel Liquid	2 : 1	100 ml Blankasit / 100 L + 50 ml ErbiGel Liquid / 100 L
Klar-Sol Super : ErbiGel Liquid	1 : 1	50 ml Klar-Sol Super / 100 L + 50 ml ErbiGel Liquid / 100 L
Klar-Sol 30 : ErbiGel Liquid	1 : 1	50 ml Klar-Sol 30 / 100 L + 50 ml ErbiGel Liquid / 100 L

Lagerung

Wegen Geliergefahr forstfrei lagern. Angebrochene Behälter sofort wieder dicht verschliessen.

Das vorliegende Produktmerkblatt und die darin enthaltenen Behandlungsempfehlungen sollen das bestem Wissen beraten. Alle Angaben beruhen Forschungsarbeiten und Erfahrungen unserer Lieferwerke und erfolgen ohne Gewähr. Wir empfehlen, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung selbst zu prüfen.